

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Dicer1 단일클론 항체 - Q9Upy3

품목 번호: CM0006097



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 토끼 단일클론 항-DICER1 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 DICER1을 검출합니다. RNA 간섭 및 Dicer 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DICER1 Rabbit mAb
비고/별칭	DCR1; GLOW; MNG1; aviD; Dicer; HERNA; RMSE2; Dicer1e; K12H4.8-LIKE; DICER1
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	23405
유전자 ID	23405
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q9UPY3
단백질 분자량	219 kDa
배송	아이스백