

Db 및 Elisa용 Anti-Digoxigenin/Digoxin Rabbit Monoclonal Antibody

품목 번호: CM0000004

소개

Digoxigenin/digoxin을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. 종 비의존적 반응성으로 DB 및 ELISA에 적합. IVD 분석법 개발 및 디곡신 모니터링에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Anti-Digoxigenin/Digoxin Rabbit mAb
면역원	화합물 디곡신
원산지	토끼
카테고리	기타 변형 항체
적용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종 비의존적
배송	아이스백