


If/Icc 및 Elisa용 디메틸-Dnmt3A-K44 (O88508) 토끼 다클론 항체

품목 번호: CM0000230



소개

생쥐 DNMT3A (O88508)의 44번 라이신 디메틸화를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 사람과 쥐(랫)에 교차 반응성을 가지며 IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 후성유전학 및 DNA 메틸화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DiMethyl-DNMT3A-K44 토끼 pAb
비고/별칭	MmuIIIA; DiMethyl-DNMT3A-K44
종	생쥐
유전자ID (사람)	13435
유전자ID	13435
면역원	합성 펩타이드
생산 기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫
SWISS	O88508
단백질 분자량	102kDa
배송 방식	아이스 팩