


## 염색질/후성유전학 연구용 디메틸 히스톤 H3 (Lys79) 토끼 단클론 항체 (Q16695/P68431)

품목 번호: CM0000354



### 소개

라이신 79 부위 디메틸화 히스톤 H3 (H3K79me2)에 특이적인 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, ChIP-seq, IF, ELISA에 대해 검증되었습니다. 후성유전학 및 염색질 분석에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명        | 디메틸 히스톤 H3-K79 토끼 단클론 항체                               |
| 비고/별칭      | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; 디메틸 히스톤 H3-K79  |
| 종          | 인간                                                     |
| 유전자ID (인간) | 8290/ 8350                                             |
| 유전자ID      | 8290/8350                                              |
| 면역원        | 합성 펩타이드                                                |
| 원천         | 토끼                                                     |
| 카테고리       | 메틸화 항체                                                 |
| 적용 분야      | WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, ELISA |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위하게 예측됨)                            |
| SWISS      | Q16695/P68431                                          |
| 단백질 분자량    | 15 kDa                                                 |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                  |