

Wb, Elisa용 Anti-Dimt1 폴리클로날 항체 - Q9Unq2

품목 번호: CM0030607



소개

18S rRNA 디메틸화 및 리보솜 생성의 핵심 효소인 DIMT1을 타겟팅하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 인핵 및 rRNA 처리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DIMT1 Rabbit pAb
비고/별칭	DIM1; DIMTIL; HUSSY5; HSA9761; DIMT1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	27292
GeneID	27292
면역원	사람 DIMT1 (NP_055288.1)의 아미노산 1-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q9UNQ2
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)