

Wb 및 Elisa용 항-Dio3 토끼 다클론 항체 - P55073

품목 번호: CM0027174

소개

인체 DIO3(Thyroxine 5-deiodinase)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 갑상선 호르몬 대사 및 관련 연구에 이상적입니다 - P55073.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                                 |
| 제품명         | DIO3 토끼 pAb                                                       |
| 비고/별칭       | D3; 5DIII; TXDI3; DIOIII; DIO3                                    |
| 종           | 인체(Human)                                                         |
| GeneID (인체) | 1735                                                              |
| GeneID      | 1735                                                              |
| 면역원         | 재조합 단백질   인체 DIO3의 70-170 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001353.4). |
| 출처          | 토끼                                                                |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                            |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                         |
| 교차 반응성      | 인체                                                                |
| SWISS       | P55073                                                            |
| 단백질 무게      | 34kDa                                                             |
| 배송          | 아이스팩                                                              |