

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dip2C 다클론 항체 - Q9Y2E4

품목 번호: CM0022704

소개

사람, 마우스 및 랫드에 대한 반응성이 확인된 WB, IF/ICC, ELISA용 DIP2C 토끼 다클론 항체입니다. 아미노산 100-260에 해당하는 재조합 면역원이 사용되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DIP2C 토끼 pAb
비고/별칭	KIAA0934; DIP2C
종	사람
GeneID (사람)	22982
GeneID	22982
면역원	사람 DIP2C(NP_055789.1)의 아미노산 100-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y2E4
단백질 분자량	171kDa
배송	아이스팩