


Wb 및 Elisa용 Anti-Disc1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Nri5

품목 번호: CM0028110



소개

인간 DISC1(Q9NRI5)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로 WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 신경과학 및 정신분열증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DISC1 Rabbit pAb
비고/별칭	SCZD9; Clorf136; DISC1
종	인간
유전자 ID (인간)	27185
유전자 ID	27185
면역원	인간 DISC1 (NP_001158009.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NRI5
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스백