


Wb, Elisa용 Anti-Disp1 토끼 다클론 항체 - Q96F81

품목 번호: CM0017549



소개

인간 DISP1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 고스모치 신호 전달의 핵심 조절자인 protein dispatched homolog 1을 표적으로 합니다. 발생생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DISP1 토끼 pAb
비고/별칭	DISPA; DISP1
종	인간
GeneID (인간)	84976
GeneID	84976
면역원	제조합 단백질[인간 DISP1(NP_116279.2)의 아미노산 1325-1524에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
생물종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96F81
단백질 분자량	171kDa
배송	아이스백