


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Dj-1/Park7 다클론 항체 - Q99497

품목 번호: CM0021458



### 소개

인간 DJ-1/PARK7에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 산화 스트레스, 신경퇴행 및 탈당화효소 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | DJ-1/PARK7 토끼 pAb                                                |
| 비고/별칭       | DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7                          |
| 종           | 인간                                                               |
| 유전자 ID (인간) | 11315                                                            |
| 유전자 ID      | 11315                                                            |
| 면역원         | 인간 DJ-1/PARK7의 아미노산 1-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_009193.2) |
| 숙주          | 토끼                                                               |
| 분류          | 다클론 항체                                                           |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                      |
| SWISS       | Q99497                                                           |
| 단백질 분자량     | 20kDa                                                            |
| 배송          | 아이스팩                                                             |