


Anti-Dj-1/Park7 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-Phc, Elisa - Q99497

품목 번호: CM0003807



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-DJ-1/PARK7 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 DJ-1/PARK7 (20 kDa)를 인식하며, 이는 다기능성 산화 스트레스 단백질입니다. 신경 퇴행 및 세포 보호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DJ-1/PARK7 Rabbit mAb
비고/별칭	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7
종(Species)	Human
GeneID (Human)	11315
GeneID	11315
면역원(Immunogen)	인간 DJ-1/PARK7 (Q99497)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q99497
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 백(Ice bag)