

## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Dkc1 토끼 단클론 항체 - O60832

품목 번호: CM0008482



### 소개

웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 항-DKC1 토끼 단클론 항체입니다. 슈도유리딜화, 리보솜 생합성 및 텔로미어 유지에 관여하는 인간, 마우스, 래트 DKC1(디스케린)을 검출합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 제품명         | DKC1 토끼 mAb                                              |
| 비고/별칭       | DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1              |
| 종           | 인간                                                       |
| 유전자 ID (인간) | 1736                                                     |
| 유전자 ID      | 1736                                                     |
| 면역원         | 인간 DKC1 (O60832)의 아미노산 300-400 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 공급원         | 토끼                                                       |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                   |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                              |
| SWISS       | O60832                                                   |
| 단백질 분자량     | 58kDa                                                    |
| 배송 방식       | 아이스백                                                     |