

Anti-Dkc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - O60832

품목 번호: CM0017437



소개

인간 DKC1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용 가능합니다. 리보솜 생성 및 텔로미어 유지 연구에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 예상 분자량은 58kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DKC1 Rabbit pAb
비고/별칭	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAPI01; DKC1
종	Human
GeneID (인간)	1736
GeneID	1736
항원	재조합 단백질 인간 DKC1 (NP_001354.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	O60832
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스 팩