

Wb 및 Elisa용 Anti-Dkk1 Rabbit Polyclonal Antibody - O94907

품목 번호: CM0030960



소개

이 고품질의 anti-DKK1 토끼 다클로날 항체는 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 쥐, 및 랫트 DKK1을 검출하며, Wnt 신호 전달 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DKK1 Rabbit pAb
비고/별칭	SK; DKK-1; DKK1
종	Human
Gene ID (Human)	22943
Gene ID	22943
면역원	인간 DKK1 (NP_036374.1)의 아미노산 32-266에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O94907
단백질 분자량	29kDa
배송	Ice bag