

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dkk3 폴리클로날 항체 - Q9Ubp4

품목 번호: CM0019812

소개

인간 DKK3 (Dickkopf-related protein 3)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DKK3 Rabbit pAb
비고/별칭	RIG; CRRL; REIC; DKK3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	27122
GeneID	27122
면역원(Immunogen)	인간 DKK3 (NP_056965.3)의 아미노산 22-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UBP4
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스백