

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Dkk3 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Ubp4

품목 번호: CM0007689

소개

WB, IF-P 및 ELISA용으로 검증된 재조합 anti-DKK3 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 DKK3 단백질을 검출하며, 이는 발생 및 질병에 관여하는 Wnt 신호 전달 길항제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DKK3 Rabbit mAb
비고/별칭	RIG; CRRL; REIC; DKK3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	27122
GeneID	27122
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 DKK3 (NP_056965.3)의 아미노산 22-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UBP4
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)