

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dkk3 토끼 다클로날 항체 - Q9Ubp4

품목 번호: CM0022365

소개

인간 DKK3 (Dickkopf-related protein 3)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달, 발생 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DKK3 Rabbit pAb
비고/별칭	RIG; CRRL; REIC; DKK3
종(Species)	Human
GeneID (Human)	27122
GeneID	27122
면역원(Immunogen)	인간 DKK3 (NP_056965.3)의 아미노산 22-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9UBP4
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스백