


Anti-Dkk4 (Dkk-4) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ubt3

품목 번호: CM0029736



소개

WB 및 ELISA 검증을 거친 고품질 DKK4 토끼 폴리클론 항체. 인간 및 마우스 DKK4와 교차 반응. Wnt 신호 전달, 발달 및 관련 질병 연구에 이상적. 신뢰할 수 있는 연구 재료를 확보하세요.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DKK4 Rabbit pAb
비고/별칭	DKK-4; DKK4
종	인간
유전자 ID (인간)	27121
면역원	인간 DKK4 (NP_055235.1)의 아미노산 19-224 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UBT3
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백