


Wb, If/Icc, Elisa용 항Dlat 다클론 항체 - P10515

품목 번호: CM0028785



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA용 토끼 다클론 항DLAT 항체. 사람, 마우스 및 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 대사 및 피루브산 탈수소효소 복합체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DLAT 토끼 pAb
비고/별칭	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
종	사람
유전자ID (사람)	1737
유전자ID	1737
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P10515
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백