


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Dlat 다클론 항체 - P10515

품목 번호: CM0014455



소개

사람, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 DLAT 토끼 다클론 항체입니다. 피루브산 탈수소효소 복합체의 주요 효소이자 원발성 담즙성 간경변증의 주요 자가항원인 69kDa 디하이드로리포아미드 아세틸트랜스퍼라제(PDC-E2)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DLAT 토끼 pAb
비고/별칭	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
종	사람
GeneID	1737
면역원	사람 DLAT(NP_001922.2)의 아미노산 87-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P10515
단백질 분자량	69kDa
배송	얼음팩