


Wb, Elisa용 Anti-Dlat 토끼 단일클론 항체 - P10515

품목 번호: CM0009870



소개

피루브산 탈수소효소 복합체의 디하이드로리포아미드 아세틸전이효소 구성요소인 DLAT(PDC-E2)에 특이적인 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DLAT 토끼 mAb
비고/별칭	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
종	사람
GeneID (사람)	1737
GeneID	1737
면역원	사람 DLAT(P10515)의 아미노산 548-647 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	P10515
단백질 분자량	69 kDa
배송	아이스팩