


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항Dlat 토끼 단클론 항체 - P10515

품목 번호: CM0010793



소개

인간 DLAT(이하이드로리포아미드 아세틸전이효소)에 대한 토끼 단클론 항체로 WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA 등 다양한 응용 분야에 사용 가능합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응하며 미토콘드리아 대사 및 원발성 담즙성 간경화(PBC) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DLAT 토끼 단클론 항체
비고/별칭	E2, PBC, DLTA, PDCE2, PDC-E2
종	인간
유전자ID (인간)	1737
유전자ID	1737
면역원	인간 DLAT (NP_001922.2)의 아미노산 87-270번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P10515
단백질 분자량	69 kDa
배송 방법	아이스백