


Wb 및 Elisa용 항Dlc1 다클론 항체 - Q96Qb1

품목 번호: CM0022535



소개

CamelBio는 WB 및 ELISA에서 검증된 토끼 항DLC1 다클론 항체(Q96QB1)를 공급합니다. 인간, 마우스, 래트 DLC1을 검출합니다. 재조합 면역원(아미노산 204-463). 종양 억제인자 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DLC1 토끼 pAb
비고/별칭	HP; ARHGAP7; STARD12; p122-RhoGAP; DLC1
종	인간
GeneID (인간)	10395
GeneID	10395
면역원	인간 DLC1 (NP_079043.3)의 아미노산 204-463에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q96QB1
단백질 분자량	171kDa
배송	아이스 팩