

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Dldh/Dld 토끼 단일클론 항체 - P09622

품목 번호: CM0008314



소개

토끼 anti-DLDH/DLD 단일클론 항체(P09622). WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용. 사람, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 탈수소효소 복합체 및 히스톤 숙시닐화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DLDH/DLD 토끼 mAb
비고/별칭	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
종	사람
GeneID (사람)	1738
GeneID	1738
면역원	제조업 단백질 사람 DLDH/DLD(P09622)의 아미노산 401-500에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	P09622
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩