


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Dlg1 다클론 항체 - Q12959

품목 번호: CM0026706



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA용 인간 DLG1(SAP97)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 극성, 시냅스 생물학 및 심장 기능 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	DLG1 토끼 pAb
비고/별칭	hdlg; DLGH1; SAP97; SAP-97; DLG1
종	인간
유전자 ID (인간)	1739
유전자 ID	1739
면역원	인간 DLG1 (NP_004078.2)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12959
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백