


Wb용 Anti-Dlg3 토끼 다클론 항체 - Q92796

품목 번호: CM0019901



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 DLG3(SAP102)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 생쥐 및 랫드와 교차 반응합니다. 시냅스 가소성 및 학습 연구에 적합합니다. SWISS: Q92796.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DLG3 토끼 다클론 항체
비고/별칭	MRX; XLMR; MRX90; NEDLG; SAP102; XLID90; PPP1R82; DLG3
종	인간
GeneID(인간)	1741
GeneID	1741
면역원	인간 DLG3(NP_066943.2)의 아미노산 464~817에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	Q92796
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스팩