


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Dlk1 폴리클로날 항체 - P80370

품목 번호: CM0026096



소개

DLK1 Rabbit pAb는 재조합 인간 DLK1 (aa 24-303)에 대해 생성된 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 신경내분비 및 발생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DLK1 Rabbit pAb
비고/별칭	DLK; FAI; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1
종	인간(Human)
GeneID	8788
면역원	인간 DLK1 (P80370)의 아미노산 24-303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P80370
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)