

Anti-Dll1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O00548

품목 번호: CM0017263



소개

인간 DLL1을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 배아 발달 및 줄기세포 유지에 필수적인 Notch 리간드입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. Notch 신호 전달, 세포 분화 및 조직 패턴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DLL1 Rabbit pAb
비고/별칭	DL1; Delta; DELTA1; NEDBAS; DLL1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	28514
GeneID	28514
면역원	인간 DLL1 (NP_005609.3)의 아미노산 130-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O00548
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)