

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Dll3 토끼 다클론 항체 - Q9Nyj7

품목 번호: CM0022649

소개

사람 DLL3을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. Notch 신호 전달 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DLL3 토끼 pAb
비고/별칭	SCDOI; DLL3
종	사람
유전자 ID (사람)	10683
면역원	사람 DLL3의 아미노산 520-618에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질(NP_058637.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NYJ7
단백질 분자량	65 kDa
배송	아이스팩