

Wb, Ip, Fc, Elisa용 항-Dll4 토끼 단일클론 항체 - Q9Nr61

품목 번호: CM0004726

소개

WB, IP, FC, ELISA 검증을 거친 항-DLL4 토끼 단일클론 항체입니다. 혈관 신생 및 신경 발생에 관여하는 Notch 리간드인 인간 DLL4를 표적으로 합니다. 혈관 생물학 및 Notch 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DLL4 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	AOS6; delta4; hdelta2
종	인간
유전자 ID (인간)	54567
유전자 ID	54567
면역원	재조합 단백질 인간 DLL4의 아미노산 27-524 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 (NP_061947.1).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NR61
단백질 무게	75kDa
배송	아이스팩