

Wb 및 Elisa용 항 Dll4 토끼 다클론 항체 - Q9Nr61

품목 번호: CM0013376



소개

혈관 신생 및 발달에 관여하는 Notch 리간드인 DLL4를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 인간, 마우스 및 쥐의 DLL4를 검출합니다. 혈관 생물학 및 신경 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DLL4 토끼 pAb
비고/별칭	AOS6; delta4; hdelta2; DLL4
종	인간
GeneID (인간)	54567
GeneID	54567
면역원	인간 DLL4(NP_061947.1)의 아미노산 317-530에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9NR61
단백질 무게	75kDa
배송	아이스팩