

Wb, Elisa용 Anti-Dll4 토끼 다클론 항체 - Q9Nr61

품목 번호: CM0019962



소개

Western blotting 및 ELISA에 대해 검증된 인간 DLL4에 대한 토끼 다클론 항체입니다. Notch 신호전달, 혈관신생 및 신경생성 연구에 적합합니다. 인간 DLL4와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DLL4 토끼 pAb
비고/별칭	DLL4, AOS6, hdelta2, delta-like protein 4
종	인간
GeneID	54567
면역원	인간 DLL4(NP_061947.1)의 아미노산 27-524에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NR61
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스팩