


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Dlst 다클론 항체 - P36957

품목 번호: CM0017037



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 검증을 완료한 토끼 항-DLST 다클론 항체입니다. 2-옥소글루타르산 탈수소효소 복합체의 핵심 효소인 인간, 마우스 및 쥐(rat) DLST와 반응합니다. 미토콘드리아 및 핵 숙시닐화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DLST 토끼 pAb
비고/별칭	DLTS; KGD2; PGL7; DLST
종(Species)	인간
GeneID (인간)	1743
GeneID	1743
면역원	합성 펩타이드 인간 DLST(NP_001924.2)의 아미노산 150-250 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	P36957
단백질 무게	49kDa
배송	아이스팩