


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Dl1st Rabbit Monoclonal Antibody - P36957

품목 번호: CM0009383



소개

Western blot, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA용 Anti-DLST rabbit monoclonal antibody. 인간 샘플에서 검증되었습니다. TCA 회로 및 히스톤 숙시닐화에 관여하는 2-옥소글루타르산 탈수소효소 복합체의 구성 요소인 약 49kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DLST Rabbit mAb
비고/별칭	DLTS; KGD2; PGL7
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	1743
GeneID	1743
면역원(Immunogen)	Synthetic peptide (합성 펩타이드)
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P36957
단백질 크기(Protein Weight)	49kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스백)