

Wb, Elisa용 Anti-Dlx2 토끼 다클로날 항체 - Q07687

품목 번호: CM0025720

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-DLX2 토끼 다클로날 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)와 반응합니다. DLX2는 신경 세포 분화 및 두개안면 발달에 관여하는 호메오박스 전사 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DLX2 Rabbit pAb
비고/별칭	TES1; TES-1; DLX2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	1746
항원(Immunogen)	인간 DLX2 (NP_004396.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q07687
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)