

Anti-Dlx3 (Ai4, Tdo) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O60479

품목 번호: CM0002227



소개

인간 DLX3(Homeobox protein DLX-3)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 치아 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DLX3 Rabbit mAb
비고/별칭	AI4; TDO; DLX3
종	인간
GeneID	1747
면역원	인간 DLX3(O60479)의 아미노산 188-287 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O60479
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백