

Wb, Elisa용 항-Dlx5 다클론 항체 - P56178

품목 번호: CM0013656



소개

조골세포 분화와 골 발달에 중요한 BMP 반응성 전사인자인 인간 DLX5에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DLX5 토끼 pAb
비고/별칭	SHFM1; SHFMID; DLX5
종	인간
GeneID (인간)	1749
GeneID	1749
면역원	인간 DLX5 (NP_005212.1)의 아미노산 200번부터 C-말단까지 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P56178
단백질 분자량	32kDa
배송 방법	아이스 팩