


Wb, Elisa용 항-Dmap1 다클론 항체 - Q9Npf5

품목 번호: CM0019433



소개

DMAP1(EAF2, SWC4)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 사람, 생쥐, 쥐에서 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증을 완료했습니다. DMAP1은 전사 조절인자이자 크로마틴 변형 효소입니다. 53 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DMAP1 토끼 pAb
비고/별칭	EAF2; SWC4; MEAF2; DNMAP1; DNMTAP1; DMAP1
종	사람
유전자 ID (사람)	55929
유전자 ID	55929
면역원	사람 DMAP1 아미노산 1-305번 서열에 상응하는 재조합 융합 단백질 (NP_061973.1)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9NPF5
단백질 분자량	53kDa
배송 방식	아이스백