


Anti-Dmap1 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Npf5

품목 번호: CM0002176



소개

WB 및 ELISA에 적합한 DMAP1 토끼 단클론 항체로, 인간 DNA 메틸트랜스퍼라제 1 연관 단백질 1(Q9NPF5)을 표적으로 합니다. 전사, DNA 복구 및 세포자멸사에 관여하는 NuA4 히스톤 아세틸트랜스퍼라제 복합체의 핵심 구성 요소입니다. IVD 개발용 대량 공급이 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DMAP1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	EAF2; SWC4; MEAF2; DNMAP1; DNMTAP1; DMAP1
종	인간
유전자 ID (인간)	55929
유전자 ID	55929
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NPF5
단백질 분자량	53kDa
배송 방식	아이스 팩