


Wb 및 Elisa용 Anti-Dmc1 폴리클로날 항체 - Q14565

품목 번호: CM0026714



소개

인간 DMC1(감수 분열 재조합 단백질)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 감수 분열 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DMC1 Rabbit pAb
비고/별칭	DMC1H, LIM15, dJ199H16.1, DMC1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	11144
유전자 ID	11144
면역원	인간 DMC1 (NP_008999.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14565
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)