


Wb, If-P, Elisa용 항Dmd 토끼 다클론 항체 - P11532

품목 번호: CM0029745



소개

인간, 마우스, 래트에서 웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF-P), ELISA에 대해 검증된 DMD 토끼 다클론 항체입니다. 근육 근원막 온전성에 필수적인 427 kDa 세포골격 앵커인 디스트로핀을 표적으로 합니다. 신경근육 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DMD 토끼 pAb
비고/별칭	BMD; CMD3B; MRX85; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272
종	인간
유전자 ID (인간)	1756
유전자 ID	1756
면역원	인간 DMD (NP_003997.2)의 아미노산 3414-3685에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11532
단백질 분자량	427kDa
배송 방식	아이스백