

Wb 및 Elisa용 항-Dmp1 다클론 항체 - Q13316

품목 번호: CM0021994

소개

CamelBio의 항-DMP1 다클론 항체(Q13316)는 인간, 마우스 및 래트 DMP1을 표적으로 하며 WB 및 ELISA 응용 분야에 맞게 설계되었습니다. 조골세포 분화 및 생체광물화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DMP1 토끼 pAb
비고/별칭	ARHP; ARHR; DMP-1; DMP1
종	인간
유전자ID (인간)	1758
유전자ID	1758
면역원	인간 DMP1 (NP_004398.1) 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13316
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩