

Wb 및 Elisa용 Anti-Dmp1 토끼 다클로날 항체 - Q13316

품목 번호: CM0016047

소개

인간 치아 상아질 기질 산성 인단백질 1(DMP1; DMP-1, ARHP라고도 함)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 조골세포 분화 및 생체 광물화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DMP1 Rabbit pAb
비고/별칭	ARHP; ARHR; DMP-1; DMP1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1758
유전자 ID	1758
면역원	인간 DMP1 (NP_004398.1)의 아미노산 254-513에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q13316
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 백(Ice bag)