

Wb, Elisa용 Anti-Dmrt1 폴리클로날 항체 - Q9Y5R6

품목 번호: CM0025327



소개

인간 DMRT1(39kDa)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 남성 성 결정, 정자 형성 및 고환 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DMRT1 Rabbit pAb
비고/별칭	DMT1; CT154; DMRT1
종	인간
유전자 ID (인간)	1761
유전자 ID	1761
면역원	인간 DMRT1 (NP_068770.2)의 아미노산 134-373에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y5R6
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백