


Wb용 Anti-Dmt1/Slc11A2 모노클로날 항체 - P49281

품목 번호: CM0004956



소개

DMT1/SLC11A2 (DMT1, NRAMP2)를 표적으로 하는 토끼 모노클로날 항체로, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 철 항상성에 필수적인 2가 금속 수송체를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DMT1/SLC11A2 Rabbit mAb
비고/별칭	DCT1; DMT1; AHMIO1; NRAMP2; DMT1/SLC11A2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4891
유전자 ID	4891
면역원(Immunogen)	인간 DMT1/SLC11A2 (NP_000608.1)의 아미노산 300-400 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P49281
단백질 분자량	61KDa/62KDa/64KDa/65KDa
배송(Shipping)	아이스백