


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Dmt1/Slc11A2 토끼 다클론 항체 - P49281

품목 번호: CM0017346



소개

인간 DMT1/SLC11A2 (NRAMP2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 철 수송 및 항상성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	DMT1/SLC11A2 토끼 pAb
비고/별칭	DCT1; DMT1; AHM101; NRAMP2; DMT1/SLC11A2
종	인간
유전자 ID (인간)	4891
유전자 ID	4891
면역원	인간 DMT1/SLC11A2 (NP_001167597.1)의 아미노산 1-63에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49281
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스 팩