


Anti-Dmtf1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y222

품목 번호: CM0023121



소개

인간 DMTF1(세포주기 정지 및 종양 억제에 관여하는 사이클린-D-결합 Myb-유사 전사 인자)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합합니다. 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DMTF1 Rabbit pAb
비고/별칭	DMP1, DMTF, MRUL, hDMP1, DMTF1
종	인간
GeneID	9988
면역원	인간 DMTF1 (NP_066968.3)의 아미노산 561-760 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y222
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백