

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Dna Ligase I 단일클론 항체 - P18858

품목 번호: CM0005218



소개

사람 DNA Ligase I에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅, 면역조직화학, 면역형광 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. DNA 복구, 복제 및 재조합 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DNA Ligase I Rabbit mAb
비고/별칭	LIG1; IMD96; hLig1; DNA Ligase I
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3978
면역원	사람 DNA Ligase I (P18858)의 아미노산 1-91에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P18858
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백