

Wb, Ihc-P, Elisa용 Dna 리가제 Iii/Lig3 단일클론 항체 - P49916

품목 번호: CM0006790



소개

사람 DNA 리가제 III/LIG3 (P49916)을 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 반응성으로 WB, IHC-P, ELISA가 확인되었습니다. DNA 복구 및 미토콘드리아 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNA Ligase III/LIG3 Rabbit 토끼 mAb
비고/별칭	LIG2; MTDPS20; LIG3alpha; DNA Ligase III/LIG3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3980
GeneID	3980
면역원(Immunogen)	사람 DNA Ligase III/LIG3 (NP_039269.2)의 아미노산 400-500 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P49916
단백질 분자량	113kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)