

Anti-Dna Ligase Iii/Lig3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49916

품목 번호: CM0013372



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 응용을 위한 DNA Ligase III (LIG3/LIG2) 표적 Rabbit polyclonal 항체. 인간, 마우스 및 래트 단백질을 검출합니다. DNA 수리, 미토콘드리아 염기 절제 수리 및 MTDPS20 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DNA Ligase III/LIG3 Rabbit pAb
비고/별칭	LIG2; MTDPS20; LIG3alpha; DNA Ligase III/LIG3
종	인간
GeneID (Human)	3980
GeneID	3980
면역원	인간 DNA Ligase III/LIG3 (NP_039269.2)의 아미노산 254-460에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49916
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백